

Phosphatfreies desinfizierendes Vollwaschmittel-Pulver bei 60°C PULVERWASCHMITTEL



Verkaufseinheiten

Sack à 12 kg

Art.-Nr.

DRS01612

Sack à 20 kg

DRS01611

Zubehör

RAPA EXTRA Eimer, leer

Art.-Nr.

DRS01619



Produkteigenschaften

- Hervorragende Fleckentfernung durch spezielle Formulierung
- Angenehmer Frischduft
- Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe
- Hohe Wirtschaftlichkeit



Anwendungsbereich

Zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60°C gemäß VAH/DGHM sowie § 18 IfSG/RKI in allen gewerblichen Waschsystemen für alle bleichbaren Textilien.

Anwendungsanleitung

Zur manuellen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. RAPA EXTRA gemäß Dosiertabelle in die Wäschefächer zur Vor- (I) bzw. Hauptwäsche (II) in Abhängigkeit der Wasserhärte, des Verschmutzungsgrades und der vorgegebenen Mengen bei der Desinfektion dosieren. Bei der Wäsche von Reinigungstüchern und Wischbezügen Vorwäsche immer ohne Waschmittel.

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wäschedesinfektion					
Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Temperatur	Flottenverhältnis	Anmerkung
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid	2,5 g/l RAPA EXTRA	20 min	60 °C	1:5	VAH (ohne Belastung)
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid	4,0 g/l RAPA EXTRA	20 min	60 °C	1:5	VAH
Wirkungsbereich: RKI (A/B)	4,0 g/l RAPA EXTRA	20 min	60 °C	1:5	RKI (A/B)
Viruzid	5,0 g/l RAPA EXTRA	20 min	60 °C	–	EN 14476
Bakterizid, levurozid	1,5 g/l RAPA EXTRA		70 °C	–	EN 13727
Viruzid	2,5 g/l RAPA EXTRA	10 min	70 °C	–	EN 14476

Dosiertabelle

Dosierempfehlung pro kg Trockenwäsche				
	Verschmutzungsgrad	Leicht	Mittel	Stark
Wasserhärte	Weich	15g - 20ml	19g - 25ml	27g - 36ml
	Mittel	16g - 21ml	24g - 32ml	33g - 44ml
	Hart	19g - 25ml	27g - 36ml	37g - 49ml

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch





Phosphatfreies desinfizierendes Vollwaschmittel- Pulver bei 60°C

PULVERWASCHMITTEL

Wirkstoffe

Peressigsäure, hergestellt aus Tetraacetylenhildiamin (TAED) und Natriumpercarbonat (SPC) 0,011 % (w/w)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Pflegehinweise der Textilersteller beachten.
- Nicht geeignet für Wolle und Seide.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Nicht zusammen mit Chlor verwenden.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Eintrag in die Umwelt vermeiden
- Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: fern von brennbaren Stoffen
- Lagerung: nicht zusammen mit Säuren
- Lagerung: 5°C bis 30°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß

Schüttdichte: 800 g/l

Enthält Duftstoffe: Ja

Enthält Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht Hautreizungen Verursacht schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/rapa-extra>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

